




# Renashape

- Sumažina celiulito atsiradimą bei progresavimą
- Pagreitina sveiką limfos apytaką
- Tonizuoja Jūsų klientų odą

*Grožio ir meilės teikimas klientams naudojant technologijas jų grožio puoselėjimui*



## Kas yra RenaShape?

Aparato pagalba akivaizdžiai sumažinate celiulitą, pašalindami pagrindinę priežastį, dėl kurios susidaro celiulitas: gerindami kliento limfos nutekėjimą ir cirkuliaciją, suardydami skaidulines pertvaras, malšindami skausmą ir uždegimą, tonizuodami raumenis. Tai vienintelis prietaisas pasaulyje, kuriame naudojama novatoriška KOMPRESINĖ MIKROVIBRACINĖ technologija, leidžianti klientui pajusti kūną ir atlikti tokias procedūras. Kurios tonizuoja, stangrina ir išlygina kūno odos nelygumus.

## RenaShape's sistemos pranašumai

### ✓ EFEKTYVUMAS

Konkurencingoje kosmetologijos pramonėje „RenaShape“ yra 100 % neinvazinis metodas be prastovų ir išnaudoja naujausias technologijas, kad procedūros būtų malonios ir veiksmingos Jūsų klientams.

### ✓ PATIKRINTAS IR TESTUOTAS

Klinikiniais stebėjimais, kuriuose dalyvavo 656 pacientai, RenaShape sumažino celiulitą 39%, o klientų pasitenkinimo įvertinimas buvo 97,8%.

### ✓ NEINVAZINIS


Tai visame pasaulyje pripažinta ir populiari kūno ir veido stangrinimo procedūra. Tai neinvazinis procedūrinis metodas, kuris suteikia 5 sinerginius veiksmus; celiulito mažinimas, limfos nutekėjimas, kraujotakos stimuliavimas, skausmų mažinimas, raumenų tonuso padidėjimas.




# Sinergetinės Technologijos.

## Puikūs rezultatai.


Sumaniai derinant tiek mikrovibracijos, tiek mikrokompresijos technologijas, RenaShape suaktyvina skaidulinių pertvarų irimą bei pagreitina limfos nutekėjimą. RenaShape antgalyje naudojamos 55 besisukančios sferos, kurios sukuria impulsinį ritminį poveikį odos audiniams, kurie kontūruoja problemines kūno sritis, tokias kaip kojos, rankos ir pilvas. Harmoninga slėgio ir dažnio pusiausvyra sukuria tikslią epidermio mikrovibraciją giliai į raumenis.




Pagerina celiulito būklę  
Išryškina silueto formą,  
Išlygina odą




Skysčių drenavimo poveikis  
Pašalina toksinus ir pagreitina  
limfos nutekėjimą



Kraujagyslių stiprinimas  
Aktyvina kraujotaką ir maitina  
audinius



Analgetinis poveikis  
Pagerina deguonies prisotinimą  
kraujyje  
Malšina nedidelius skausmus



Raumenų tonizavimas  
Pagerina raumenų tonusą ir  
sutvirtina audinius


# RenaShape's PAGRINDINĖS SĄVYBĖS




**Rena-B(Body) antgalis** yra skirtas kojų, sėdmenų, pilvo, rankų, kulkšnių ir nugaros sritims.



- Antgalis Gold Roller parenkamas sričiai su storesniu riebalų sluoksniu
- Antgalis Platinum Roller Head yra skirtas vidutinio riebalinio sluoksnio sritims
- Antgalis Silicone Roller-L ir antgalis Pinion Platinum parenkami plono riebalinio sluoksnio sritims ir jautrioms odos vietoms.




Gold Roller  
antgalis




Platinum Roller  
antgalis



Silicone Roller  
antgalis-L



Pinion Platinum Roller  
antgalis



# RenaShape's PAGRINDINĖS SAŲYBĖS



Diamond Triangle  
Roller antgalis-S



Diamond Triangle  
Roller antgalis-L



Disc Silicone  
Roller antgalis



Silicone Roller  
antgalis-S



**Rena-A(ALL) antgalis**  
Skirtas viso kūno: kojų,  
sėdmenų, pilvo, rankų,  
kulkšnių, nugaros ir veido  
sritims.





<b>Prekės ženklo pavadinimas</b>	RenaShape
<b>Modelis</b>	CR60
<b>Naudojama technologija</b>	Kompresinė mikrovibracinė terapija + infraraudonųjų spindulių šviesos terapija
<b>Liečiamasis ekranas</b>	15.6 inch liečiamasis ekranas
<b>Rankena</b>	Dvi rankenos (didelė ir maža)
<b>Antgaliai</b>	Iš viso 8 antgaliai: (Gold Roller Head, Platinum Roller Head, Silicone Roller Head*2, Diamond Triangle Roller Head*2, Disc Silicone Roller Head)
<b>Variklis</b>	Pagamintas Vokietijoje
<b>Vėsinimo sistema</b>	Super Air Cooling
<b>NETTO svoris:</b>	45kg
<b>Aparato išmatavimai</b>	117*37*37cm
<b>Pakuotė</b>	122*68*59cm
<b>Voltai</b>	100v - 240V

# Platforma

## PRIVALUMAI

- INFORMACIJA APIE PROCEDŪRĄ RANKENĖLĖS EKRANE
- \* PAPRASTA PRIETAISO PRIEŽIŪRA IR PROFILAKTIKA
- \* LIMFOS SRITIES MASAŽAVIMO KRYPTIES RODIKLIAI EKRANE
- \* RANKINĖ DALIS SU SLĖGIO JUTIKLIU
- \* DŽIAUGSMINGAS LAIKAS, NURODANT AKTYVAVIMĄ, VOLELIŲ SUKIMOSI KRYPTĮ IR DAŽNĮ
- \* SILICON SPHERES ANTGALIS SU SPECIFINAIŠ DYDŽIAIS BEI ŠERELIAIS

